

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Atf6 Para Wb, Ihc-P, Ip, Chip, Elisa - P18850

Número do item: CM0010109

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade direcionado ao ATF6 humano, validado para WB, IHC-P, IP, ChIP e ELISA. Reage com humano e camundongo. Ideal para pesquisas de UPR e estresse no RE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATF6 Rabbit mAb
Observações/Apelido	ACHM7; ATF6A; ATF6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	22926
ID do Gene	22926
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P18850
Peso da Proteína	75 kDa
Transporte	Bolsa de gelo