

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atf6 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P18850

Número do item: CM0017834

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra ATF6 humano (ATF6A). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA, com reatividade em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas sobre a resposta a proteínas mal dobradas e o estresse do retículo endoplasmático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho ATF6
Observações/Apelido	ACHM7; ATF6A; ATF6
Espécie	Humano
GeneID (humano)	22926
GeneID	22926
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18850
Peso da Proteína	75 kDa
Envio	Bolsa de gelo