

Anti-Atf7 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P17544

Número do item: CM0026486

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ATF7 humano, validado para Western blot e ELISA. O ATF7 é um regulador da cromatina responsivo ao estresse, envolvido na imunidade inata, diferenciação de adipócitos e manutenção de telômeros.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATF7 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ATFA; ATF7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11016
GeneID	11016
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P17544
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco com gelo