

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atf7Ip Para Wb, Elisa - Q6VmQ6

Número do item: CM0016944



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ATF7IP humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Útil para estudos de regulação transcricional, remodelação da cromatina e pesquisa em câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATF7IP pAb de Coelho
Observações/Apelido	AM; MCAF; p621; MCAF1; ATF-IP; ATF7IP1; ATF7IP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55729
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 525-725 do ATF7IP humano (NP_060649.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q6VMQ6
Peso Molecular da Proteína	136kDa
Transporte	Bolsa de Gelo