

Anti-Atg10 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0Y0

Número do item: CM0008394

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra ATG10 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com ATG10 humano e de camundongo, ideal para pesquisas sobre autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATG10 mAb de Coelho
Observações/Apelido	APG10; APG10L; pp12616; ATG10
Espécie	Humano
GeneID (humano)	83734
GeneID	83734
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 121-220 do ATG10 humano (Q9H0Y0)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9H0Y0
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco com gelo