

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atg10 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0Y0

Número do item: CM0027322

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a ATG10, uma enzima do tipo E2 que catalisa a conjugação ATG12-ATG5 durante a autofagia. Adequado para WB, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Imunogeno: peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 120-220.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATG10 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	APG10; APG10L; pp12616; ATG10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	83734
GeneID	83734
Imunogeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 120-220 do ATG10 humano (NP_113670.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H0Y0
Peso Proteico	25kDa
Remessa	Saco de gelo