

Anticorpo Policlonal Anti-Atg12 Para Wb, If/Icc, Elisa - 094817

Número do item: CM0014212



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ATG12 humano (proteína 12 relacionada à autofagia). Adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre autofagia e interação entre hospedeiro e vírus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATG12 Rabbit pAb
Observações/Alias	APG12; FBR93; APG12L; HAPG12; ATG12
Espécie	Humano
GeneID	9140
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de ATG12 humano (NP_004698.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O94817
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Bolsa de gelo