

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Atg12 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O94817

Número do item: CM0007028



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho contra ATG12 detecta a proteína ATG12 humana e de camundongo (15 kDa) em WB, IHC-P, IP e ELISA. Ideal para estudos de autofagia e interação hospedeiro-vírus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra ATG12
Observações/alias	APG12; FBR93; APG12L; HAPG12; ATG12
Espécie	Humana
GeneID (humano)	9140
GeneID	9140
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da ATG12 humana (NP_004698.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	O94817
Peso da proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo