


Anticorpo Policloanal De Coelho Anti-Atg13 Para Wb, If/Icc, Elisa - O75143

Número do item: CM0017636



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ATG13 (UniProt O75143), adequado para aplicações de Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com ATG13 de humano, camundongo e rato. Apoia estudos de autofagia e mitofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	ATG13 Rabbit pAb
Observações/Alias	KIAA0652; PARATARG8; ATG13
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9776
ID do Gene	9776
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 281-480 da ATG13 humana (NP_001136145.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75143
Peso Molecular da Proteína	57 kDa
Envio	Saco de gelo