

Anticorpo Policlonais Anti-Atg14 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Zne5

Número do item: CM0028676



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ATG14 humano validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Detecta o regulador de autofagia associado a Beclin1 de 55 kDa, ideal para pesquisa em autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATG14 Rabbit pAb
Observações/Alias	ATG14L; BARKOR; KIAA0831; ATG14
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22863
GeneID	22863
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 340-440 da ATG14 humana (NP_055739.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6ZNE5
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Bolsa de gelo