

Anticorpo Policlonal Anti-Atg16L1 - Q676U5

Número do item: CM0021794



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ATG16L1 humano (SWISS: Q676U5). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo, rato. Ideal para estudos de autofagia e vias inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATG16L1 Coelho pAb
Observações/Apelido	IBD10; WDR30; APG16L; ATG16A; ATG16L; ATG16L1
Espécie	Humano
GeneID	55054
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 90-300 do ATG16L1 humano (NP_110430.5).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q676U5
Peso Proteico	68kDa
Envio	Saco de gelo