

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Atg16L1 Para Wb, Elisa - Q676U5

Número do item: CM0009550



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao ATG16L1 humano, validado para aplicações em Western blot e ELISA. Reage com espécies humana e de camundongo. Ideal para pesquisa em autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Anticorpo Monoclonal de Coelho ATG16L1
Observações/Apelido	IBD10; WDR30; APG16L; ATG16A; ATG16L; ATG16L1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55054
GeneID	55054
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 6-105 do ATG16L1 humano (Q676U5).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q676U5
Peso Proteico	68 kDa
Transporte	Saco de gelo