

Anticorpo Policlonal Anti-Atg16L2 Para Wb E Elisa - Q8Naa4

Número do item: CM0014942

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra ATG16L2 validado para Western blot e ELISA, com reatividade em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre autofagia e homeostase epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra ATG16L2
Observações/Apelido	WDR80; ATG16B; ATG16L2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	89849
GeneID	89849
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-275 da ATG16L2 humana (NP_203746.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NAA4
Peso da Proteína	69 kDa
Envio	Bolsa de gelo