

## Anticorpo Policlonal Anti-Atg2A Para Wb, Elisa - Q2Taz0

Número do item: CM0026572



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ATG2A humano (BLTP4A), adequado para Western blot e ELISA. Uma proteína chave de transferência de lipídios na biogênese de autofagossomos e regulação de gotículas lipídicas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | ATG2A pAb de Coelho                                                                                            |
| Observações/Apelido | BLTP4A; ATG2A                                                                                                  |
| Espécie             | Humano                                                                                                         |
| GeneID (Humano)     | 23130                                                                                                          |
| GeneID              | 23130                                                                                                          |
| Imunogénio          | Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 700-800 do ATG2A humano (NP_055919.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                         |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                         |
| SWISS               | Q2TAZ0                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 213kDa                                                                                                         |
| Envio               |                                                                                                                |