

Anticorpo Policlonal Anti-Atg2B Para Wb, Elisa - Q96By7

Número do item: CM0027560

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ATG2B humano, validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. O ATG2B é essencial para a autofagia e a regulação de gotas lipídicas, tornando este anticorpo ideal para pesquisas em metabolismo celular e doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ATG2B Rabbit pAb
Observações/Alias	BLTP4B; C14orf103; ATG2B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55102
GeneID	55102
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1360-1600 do ATG2B humano (NP_060506.5)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96BY7
Peso Molecular da Proteína	233 kDa
Envio	Bolsa de gelo