


Anti-Atg3 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nt62

Número do item: CM0002041



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-ATG3 validado para Western blot, IHC-P e detecção por ELISA de ATG3 humano, de camundongo e de rato. Suporta pesquisas de autofagia confiáveis com alta especificidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ATG3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	APG3; APG3L; hApg3; PC3-96; APG3-LIKE
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64422
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Apg3 (Atg3) humano (Q9NT62)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NT62
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco com gelo