

Anti-Atg3 Anticorpo Policlonal De Coelho - Q9Nt62

Número do item: CM0029201



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ATG3 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Adequado para pesquisas sobre autofagia com reatividade cruzada para camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATG3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	APG3; APG3L; hApg3; PC3-96; APG3-LIKE; ATG3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	64422
GeneID	64422
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NT62
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de gelo