

Anticorpo Policlonal Anti-Atg4A Para Wb, Elisa - Q8Wyn0

Número do item: CM0023520



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ATG4A humano, validado para Western blot (WB) e ELISA. Direciona-se à cisteína protease da autofagia envolvida no processamento de ATG8; adequado para pesquisa em autofagia. SWISS: Q8WYN0.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] ATG4A Rabbit pAb
Sinônimo	APG4A, AUTL2, HsAPG4A, ATG4A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	115201
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 289-398 da ATG4A humana (NP_443168.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicações	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
Acesso SWISS	Q8WYN0
Peso Molecular Previsto	45kDa
Condição de Envio	Saco de gelo