

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Atg4A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wyn0

Número do item: CM0020530



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado à cisteína protease humana ATG4A (APG4A/AUTL2). Adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Desenvolvido contra proteína recombinante (aa 210-398). Para estudos de autofagia e delipidação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATG4A Rabbit pAb
Observações/Alias	APG4A; AUTL2; HsAPG4A; ATG4A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	115201
GeneID	115201
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-398 da ATG4A humana (NP_443168.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WYN0
Peso Proteico	45kDa
Transporte	Bolsa de gelo