

Anticorpo Policlonal Anti-Atg4B Para Wb, Elisa - Q9Y4P1

Número do item: CM0028791



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à ATG4B humana (APG4B, AUTL1), uma protease chave da autofagia. Validado para Western Blot e ELISA. Adequado para o estudo de autofagia, mitofagia e vias de conjugação de ATG8.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATG4B Rabbit pAb
Observações/Alias	APG4B; AUTL1; HsAPG4B; ATG4B
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	23192
ID do Gene	23192
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-393 da ATG4B humana (NP_037457.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9Y4P1
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Bolsa de gelo