

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Atg4B Para Wb, If, Elisa - Q9Y4P1

Número do item: CM0004589



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o ATG4B humano (Q9Y4P1), validado para WB, IF/ICC, IF-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ferramenta essencial para o estudo de autofagia, mitofagia e processamento de ATG8.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATG4B Rabbit mAb
Observações/Apelido	APG4B; AUTL1; HsAPG4B; ATG4B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23192
GeneID	23192
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do ATG4B humano (Q9Y4P1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y4P1
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco com gelo