

Anticorpo Policlonais Anti-Atg4C Para Wb, Elisa - Q96Dt6

Número do item: CM0027946

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ATG4C humano, validado para WB e ELISA. O ATG4C é uma cisteína protease essencial para a autofagia, que processa proteínas ATG8. Ideal para pesquisa em autofagia e desenvolvimento de ensaios para DPI.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATG4C Rabbit pAb
Observações/Alias	APG4C; AUTL1; AUTL3; APG4-C; HsAPG4C; ATG4C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84938
GeneID	84938
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do ATG4C humano (NP_116241.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96DT6
Peso Molecular	52kDa
Envio	Bolsa de gelo