

Anticorpo Policlonal Anti-Atg4D Para Wb E Elisa - Q86TL0

Número do item: CM0030284

introdução

Anticorpo policlonal Anti-ATG4D validado para WB e ELISA, reativo com ATG4D humano e de rato. Cisteína protease envolvida na autofagia; adequado para investigar vias de autofagia e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATG4D Coelho pAb
Observações/Apelido	APG4D; AUTL4; APG4-D; HsAPG4D; ATG4D
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84971
ID do Gene	84971
Imunôgênio	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 265-474 do ATG4D humano (NP_116274.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q86TL0
Peso Proteico	53kDa
Envio	Saco de Gelo