

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atg4D Para Wb, If/Icc, Elisa - Q86TI0

Número do item: CM0021021

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ATG4D humano (APG4D/AUTL4), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano e camundongo. ATG4D é uma protease de cisteína essencial para a autofagia e mitofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATG4D Rabbit pAb
Observações/Apelido	APG4D; AUTL4; APG4-D; HsAPG4D; ATG4D
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84971
GeneID	84971
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 do ATG4D humano (NP_116274.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q86TL0
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Saco de gelo