

Anticorpo Monoclonal Anti-Atg5 Para Wb, If-P, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9H1Y0

Número do item: CM0002087



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ATG5 validado por KO para WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA. Reatividade com espécies: humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de autofagia, apoptose e desenvolvimento de linfócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	[KO Validado] ATG5 Coelho mAb
Observações/Alias	ASP; APG5; APG5L; hAPG5; SCAR25; APG5-LIKE; G5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9474
ID do Gene	9474
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H1Y0
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo