

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atg5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H1Y0

Número do item: CM0017101



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que reconhece ATG5 humano (Proteína de Autofagia 5) com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para aplicações de Western blot, IHC-P e ELISA em pesquisa de autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATG5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ASP; APG5; APG5L; hAPG5; SCAR25; APG5-LIKE; ATG5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9474
ID do Gene	9474
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-275 do ATG5 humano (NP_004840.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H1Y0
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de gelo