

Anticorpo Policlonais Anti-Atg7 Para Ihc-P E Elisa - O95352

Número do item: CM0025806

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ATG7 humano (O95352), validado para IHC-P e ELISA. Ideal para pesquisa em autofagia, mitofagia e detecção de biomarcadores em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	ATG7 Rabbit pAb
Observações/Alias	GSA7, APG7L, SCAR31, APG7-LIKE, ATG7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10533
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 500-676 do ATG7 humano (NP_001129503.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O95352
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Bolsa de gelo