

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atg7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95352

Número do item: CM0015385

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ATG7 humano (relacionado à autofagia 7). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ATG7 pAb de coelho
Observações/Alcunhas	GSA7; APG7L; SCAR31; APG7-LIKE; ATG7
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	10533
ID do gene	10533
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 500-676 da ATG7 humana (NP_006386.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O95352
Peso da proteína	78 kDa
Envio	Bolsa de gelo