

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atg8 Para Wb, Elisa - Q7Xy24

Número do item: CM0021783

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ATG8 de trigo, validado para Western blot e ELISA. Reage com Arabidopsis, milho e trigo. Adequado para pesquisa de autofagia em plantas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATG8 Rabbit pAb
Espécie	Triticum aestivum
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de Triticum aestivum ATG8 (Q7XY24)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Arabidopsis thaliana, Zea mays, Triticum aestivum
SWISS	Q7XY24
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Bolsa de gelo