


Anticorpo Policlonal Anti-Atg9A Para Wb - Q7Z3C6

Número do item: CM0026812



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ATG9A, produzido contra um imunógeno recombinante (aa 180-290). Validado para WB e ELISA. Detecta ATG9A humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ATG9A pAb de Coelho
Observações/Apelido	mATG9, APG9L1, MGD3208, ATG9A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79065
ID do Gene	79065
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-290 da ATG9A humana (NP_076990.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7Z3C6
Peso da Proteína	94kDa
Envio	Saco com gelo