


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atg9B Para Wb, If-P, Elisa - Q674R7

Número do item: CM0027013



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ATG9B humano, validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Adequado para amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em autofagia e morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATG9B pAb de Coelho
Observações/Apelido	SONE; APG9L2; NOS3AS; ATG9B
Espécie	Humano
ID do Gene	285973
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 715-924 do ATG9B humano (NP_001303985.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q674R7
Peso Proteico	101kDa
Envio	Bolsa de Gelo