


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atic Para Wb, Elisa - P31939

Número do item: CM0025225



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à ATIC humana, uma enzima bifuncional da biossíntese de purinas. Validado para aplicações de Western blot e ELISA. Ideal para pesquisa em metabolismo de purinas e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATIC Coelho pAb
Observações/Apelido	PURH; AICAR; AICARFT; IMPCHASE; HEL-S-70p; ATIC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	471
GeneID	471
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da ATIC humana (NP_004035.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P31939
Peso Proteico	65kDa
Envio	Saco de gelo