

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atl2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nhh9

Número do item: CM0019167

introdução

Anticorpo policlonal de coelho ATL2, reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Útil para investigar a manutenção da rede do retículo endoplasmático e a fusão de membranas dependente de GTP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATL2 Coelho pAb
Observações/Apelido	aip-2; ARL3IP2; ARL6IP2; atlastin2; ATL2
Espécie	Humano
GeneID	64225
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 390-470 do ATL2 humano (NP_001129145.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NHH9
Peso Proteico	66kDa
Envio	Saco de Gelo