


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-AtI3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Dd88

Número do item: CM0015628



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra ATL3 (Atlastina-3) humana, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de dinâmica do RE e fusão de membranas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATL3 Rabbit pAb
Observações/Alias	HSN1F; ATL3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	25923
ID do Gene	25923
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 360-440 da ATL3 humana (NP_056274.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6DD88
Peso Proteico	61kDa
Envio	Saco de gelo