

Anticorpo Monoclonal Anti-Atm Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13315

Número do item: CM0002210



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho ATM validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta a serina/treonina quinase ATM humana e de camundongo, essencial para a resposta a danos no DNA e controle do ciclo celular. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATM Rabbit mAb
Observações/Apelidos	AT1, ATA, ATC, ATD, ATE, ATDC, TEL1, TELO1, ATM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	472
GeneID	472
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2619-2939 da ATM humana (Q13315).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13315
Peso da Proteína	351kDa
Transporte	Saco de gelo