

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atm Para Wb, Elisa - Q13315

Número do item: CM0028845



introdução

ATM Rabbit pAb validado para WB e ELISA. Detecta ATM humano, uma quinase serina/treonina de 351 kDa que detecta quebras de fita dupla de DNA e regula pontos de verificação do ciclo celular. Ideal para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATM Rabbit pAb
Observações/Apelido	AT1, ATA, ATC, ATD, ATE, ATDC, TEL1, TELO1, ATM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	472
GeneID	472
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1900-2000 do ATM humano (NP_000042.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13315
Peso da Proteína	351kDa
Envio	Saco de gelo