

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atm Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13315

Número do item: CM0014127



introdução

O anticorpo policlonal de coelho anti-ATM detecta ATM (Q13315) em humanos e ratos por WB, IF/ICC e ELISA. Quinase de serina/treonina central na resposta a danos no DNA, na sinalização de pontos de controle e na supressão tumoral. Ideal para pesquisas sobre estabilidade genômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ATM pAb de coelho
Observações/Aliações	AT1; ATA; ATC; ATD; ATE; ATDC; TEL1; TEL01; ATM
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	472
ID do gene	472
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2320-2566 de ATM (NP_000042.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, Rato
SWISS	Q13315
Peso da proteína	351kDa
Envio	Bolsa de gelo