

Anticorpo Policlonal Anti-Atn1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P54259

Número do item: CM0021991

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ATN1 humana (atrofina-1), adequado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Detecta uma proteína de 125 kDa envolvida na regulação transcricional e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATN1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	B37, HRS, NOD, DRPLA, CHEDDA, D12S755E, ATN1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1822
GeneID	1822
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 900-1040 da ATN1 humana (NP_001007027.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P54259
Peso Molecular da Proteína	125kDa
Transporte	Saco de gelo