

Anticorpo Monoclonal Anti-Atoh1 Para Wb, Elisa - Q92858

Número do item: CM0003063

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade que visa o ATOH1 humano (MATH-1), validado para WB e ELISA. Ideal para pesquisas sobre neurogênese e perda auditiva; detecta uma banda de 38 kDa. SWISS: Q92858.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATOH1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	ATH1; HATH1; DFNA89; MATH-1; bHLHa14; ATOH1
Espécie	Humano
GeneID	474 (Humano)
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ATOH1 humano (Q92858)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q92858
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo