

Anticorpo Policlonal Anti-Atoh1 Para Wb, Elisa - Q92858

Número do item: CM0028417

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ATOH1 humano (bHLHa14). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano e rato. Ideal para estudos de neurogênese e regulação transcricional. SWISS: Q92858.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATOH1 Coelho pAb
Observações/Apêndice	ATH1; HATH1; DFNA89; MATH-1; bHLHa14; ATOH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	474
GeneID	474
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 215-354 do ATOH1 humano (NP_005163.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q92858
Peso Proteico	38kDa
Envio	Em saco de gelo