

Anticorpo Policlonais Anti-Atoh7 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8N100

Número do item: CM0030905

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao ATOH7 humano (bHLHa13), adequado para aplicações em WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudos sobre desenvolvimento de células ganglionares da retina e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATOH7 Rabbit pAb
Observações/Alias	Math5; NCRNA; RNANC; PHPVAR; bHLHa13; ATOH7
Espécie	Humano
GeneID	220202
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 47-152 do ATOH7 humano (NP_660161.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8N100
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Bolsa de gelo