

Anticorpo Policlonais Anti-Atoh8 Para Wb E Elisa - Q96Sq7

Número do item: CM0024321

introdução

Anticorpo policlonais de coelho direcionado ao ATOH8 humano, um fator de transcrição bHLH. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada a camundongo e rato. Adequado para estudos de diferenciação celular, função endotelial e processos de desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ATOH8 pAb de coelho
Observações/Apelido	HATH6; bHLHa21; ATOH8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84913
ID do Gene	84913
Imunógeno	Peptídeo Sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 do ATOH8 humano (NP_116216.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q96SQ7
Peso Proteico	35kDa
Envio	Bolsa de gelo