

Anticorpo Policlonal Anti-Atoh8 Para Wb E Elisa - Q96Sq7

Número do item: CM0022194

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o fator de transcrição ATOH8 humano. Validado para aplicações de Western blot e ELISA. Adequado para pesquisas sobre a biologia das células endoteliais, processos de desenvolvimento e regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ATOH8 Rabbit pAb
Observações/Alias	ATOH8; HATH6; bHLHa21; homólogo 8 da proteína atonal
Espécie	Humana
GeneID	84913
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ATOH8 humano (NP_116216.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q96SQ7
Peso da proteína	35 kDa
Envio	Bolsa de gelo