

Anticorpo Policlonal Anti-Atp10A Para Wb E Elisa - 060312

Número do item: CM0024155

introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para ATP10A humano, adequado para Western blot e ELISA. Tem como alvo a ATPase de transporte de fosfolipídios VA, uma enzima chave na assimetria de lipídios da membrana e na adesão celular. Exclusivamente para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP10A Rabbit pAb
Observações/Apelido	ATPVA; ATPVC; ATP10C; ATP10A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57194
GeneID	57194
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 440-690 do ATP10A humano (NP_077816.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O60312
Peso Proteico	168kDa
Envio	Saco de gelo