

Anticorpo Policlonais Anti-Atp12A Para Wb, Elisa - P54707

Número do item: CM0014133

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ATP12A validado para Western blot e ELISA em amostras humanas. Detecta a cadeia alfa 2 da ATPase transportadora de potássio de 116 kDa, envolvida na homeostase iônica e acidificação do muco. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP12A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HK; ATP1A1; H-K-ATPase; ATP12A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	479
ID do Gene	479
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 890-980 da ATP12A humana (NP_001172014.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P54707
Peso da Proteína	116kDa
Transporte	Bolsa de gelo