


Anti-Atp13A2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nq11

Número do item: CM0015727



introdução

Anticorpo policlonal de coelho ATP13A2 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta ATP13A2 humano, de rato e de camundongo (~129 kDa). Adequado para pesquisa sobre doença de Parkinson e função lisossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP13A2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CLN12; KRPPD; PARK9; SPG78; HSA9947; ATP13A2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23400
GeneID	23400
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 70-210 do ATP13A2 humano (NP_071372.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NQ11
Peso da Proteína	129kDa
Envio	Saco de gelo