

Anticorpo Monoclonal Anti-Atp1A2 Para Wb, Elisa - P50993

Número do item: CM0003051

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao ATP1A2 humano (subunidade alfa-2 da ATPase de sódio/potássio). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP1A2 Rabbit mAb
Observações/Alias	FHM2; MHP2; DEE98; FARIMPD; ATP1A2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	477
GeneID	477
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P50993
Peso da Proteína	112kDa
Transporte	Saco de gelo