

Anticorpo Policlonal Anti-Atp1A4 Para Wb E Elisa - Q13733

Número do item: CM0014583



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ATP1A4 humano (subunidade alfa-4 específica de espermatozoides da Na⁺/K⁺-ATPase) para aplicações de WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Peso molecular alvo de aproximadamente 114 kDa. Adequado para pesquisas sobre fertilidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ATP1A4 pAb de coelho
Observações/Alíás	ATP1A1; ATP1A2; ATP1A4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	480
GeneID	480
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-90 de ATP1A4 humano (NP_653300.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q13733
Peso da proteína	114 kDa
Envio	Bolsa de gelo