


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Atp1B1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05026

Número do item: CM0005807



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a ATP1B1 humana (subunidade beta-1 da ATPase de transporte de sódio/potássio). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com Humano, Rato, Ratazana. Adequado para estudar transporte iônico, adesão celular e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP1B1 Anticorpo mAb de Coelho
Observações/Apêndice	ATP1B; ATP1B1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	481
GeneID	481
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 204-303 da ATP1B1 humana (P05026).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Ratazana
SWISS	P05026
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo