


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atp1B1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05026

Número do item: CM0025935



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ATP1B1 humano (subunidade beta-1 da ATPase transportadora de sódio/potássio), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Útil para estudar transporte iônico, adesão celular e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ATP1B1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ATP1B; ATP1B1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	481
GeneID	481
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 63-303 do ATP1B1 humano (NP_001668.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05026
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo